



















125222 г. Москва, ул. Генерала Белобородова, д.35/2 помещение 10
 тел: (495)504-26-51, 504-26-52
 т/факс: (495)504-26-53
 http:// www.rebotec.net
 e-mail: info@rebotec.net






Прайс-лист на продукцию компании REBOTEC (Германия)

№	Наименование товара/технические характеристики	Артикул	Фото продукции	Крупный опт* руб./шт.	Средний опт* руб./шт.	Розница* руб./шт.
Костыли локтевые						
1	<p><u>Стандарт-Клип</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - стандартные локтевые костыли из алюминия - нагрузка 100 кг - вес 0,4 кг ! - 10 изменений по высоте 72,0 - 95,0 см - клип фиксатор - рефлектор - противоскользящая насадка - 3 цвета 	100...	 	187	203	270
2	<p><u>Стандарт-Клип</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - стандартные локтевые костыли из алюминия - нагрузка 100 кг - вес 0,4 кг ! - 10 изменений по высоте 72,0 - 95,0 см - клип фиксатор - рефлектор - противоскользящая насадка - 3 цвета - устройство против скольжения 	100...	 	261	283	370
3	<p><u>Маджик-натур</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - стандартные локтевые костыли из алюминия - нагрузка 130 кг - вес 0,5 кг - 10 изменений по высоте 75,0 - 98,0 см - эргономическая рукоятка из пробкового дерева - шумоизоляционная гайка - внутренний фиксатор - рефлектор - противоскользящая насадка - черный - устройство против скольжения 	109...	<p>NEW!</p>  <p>The natural beauty.</p> 	600	657	860

4	<p><u>Маджик-софт</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - стандартные локтевые костыли из алюминия - нагрузка 130 кг - вес 0,6 кг - 10 изменений по высоте 75,0 - 98,0 см - мягкая эргономическая рукоятка - шумоизоляционная гайка - с внутренний фиксатор - рефлектор - противоскользящая насадка - 6 цветов 	109...		315	344	450
5	<p><u>Маджик-софт</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - стандартные локтевые костыли из алюминия - нагрузка 130 кг - вес 0,6 кг - 10 изменений по высоте 75,0 - 98,0 см - мягкая эргономическая рукоятка - шумоизоляционная гайка - с внутренний фиксатор - рефлектор - противоскользящая насадка - 6 цветов - устройство против скольжения 	109...		398	435	570
6	<p><u>Маджик-софт анатом*</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - стандартные локтевые костыли из алюминия - нагрузка 130 кг - вес 0,6 кг - 10 изменений по высоте 75,0 - 98,0 см - мягкая анатомическая рукоятка - шумоизоляционная гайка - с внутренний фиксатор - рефлектор - противоскользящая насадка - 6 цветов - устройство против скольжения <p>* новая модель 2011</p>	117		495	542	700
7	<p><u>Маджик-софт анатом натур*</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - стандартные локтевые костыли из алюминия - нагрузка 130 кг - вес 0,6 кг - 10 изменений по высоте 75,0 - 98,0 см - анатомическая рукоятка из пробкового дерева - шумоизоляционная гайка - с внутренний фиксатор - рефлектор - противоскользящая насадка - 6 цветов - устройство против скольжения <p>* новая модель 2011</p>	117		609	667	870
8	<p><u>Экстраланг</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - стандартные локтевые костыли из алюминия для высоких людей - нагрузка 130 кг - вес 0,5 кг - 10 изменений по высоте 85,0 - 108,0 см - шумоизоляционная гайка - клип фиксатор - рефлектор - противоскользящая насадка - 9 цветов 	104...		658	720	940

9	<p><u>Фан-кидс</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - детские локтевые костыли из алюминия - нагрузка 100 кг - вес 0,4 кг - 10 изменений по высоте 49,0 - 71,5 см - регулировка подлокотника 17,5 - 22,5 см - шумоизоляционная гайка - клип фиксатор - рефlector - противоскользящая насадка - разноцветные 2 варианта 	122...		422	462	600
10	<p><u>Сейф ин кидс*</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - детские локтевые костыли из алюминия - нагрузка 100 кг - вес 0,4 кг - 10 изменений по высоте 49,0 - 71,5 см - легко отстегивающийся подлокотник с регулировкой 17,5 - 22,5 см - шумоизоляционная гайка - клип фиксатор - рефlector - противоскользящая насадка - устройство против скольжения * новая модель 2011 	122...		540	590	770
11	<p><u>Лайт- Лайн</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - женские и подростковые локтевые костыли из алюминия - нагрузка 100 кг - вес 0,5 кг - 10 изменений по высоте 75,0 - 98,0 см - регулировка подлокотника 17,5 - 22,5 см - шумоизоляционная гайка - клип фиксатор - рефlector - противоскользящая насадка - 2 цвета 	120...		422	462	600
12	<p><u>Сейф ин Лайт*</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - женские и подростковые локтевые костыли из алюминия - нагрузка 100 кг - вес 0,5 кг - 10 изменений по высоте 75,0 - 98,0 см - легко отстегивающийся подлокотник с регулировкой 17,5 - 22,5 см - шумоизоляционная гайка - клип фиксатор - рефlector - противоскользящая насадка - 3 цвета * новая модель 2011 	120...		468	512	670
13	<p><u>Комфорт-Софт</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - локтевые костыли из алюминия - нагрузка 120 кг - вес 0,8 кг - 10 изменений по высоте 75,0 - 98,0 см - регулировка подлокотника 24,0 - 26,5 см - мягкая анатомическая рукоятка под левую и правую руку - шумоизоляционная гайка - клип фиксатор - противоскользящая насадка - 5 цветов 	110...		551	602	780







14	<p><u>Комфорт-Софт натур*</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - локтевые костыли из алюминия - нагрузка 120 кг - вес 0,8 кг - 10 изменений по высоте 75,0 - 98,0 см - регулировка подлокотника 24,0 - 26,5 см - анатомическая рукоятка из пробкового дерева - шумоизоляционная гайка - клип фиксатор - противоскользящая насадка - 5 цветов - устройство против скольжения <p>* новая модель 2011</p>	110...		694	759	990
15	<p><u>Сейф ин анатом Софт</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - локтевые костыли из алюминия - нагрузка 120 кг вес 0,8 кг - 10 изменений по высоте 75,0 - 98,0 см - легко отстегивающийся подлокотник с регулировкой 24,0 - 26,5 см - мягкая анатомическая рукоятка под левую и правую руку - шумоизоляционная гайка - клип фиксатор - противоскользящая насадка - 5 цветов 	118...		580	634	830
16	<p><u>БИГ 150</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - локтевые костыли для крупных людей из стали с напылением - нагрузка 150 кг ! - вес 0,8 кг - 108 см по высоте - регулировка подлокотника 24,0 - 26,5 см - рефlector - противоскользящая насадка - цвет черный 	106.10		658	720	940
17	<p><u>Нью Вок</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - локтевые костыли с регулируемой пружиной внутри - нагрузка 120 кг - вес 0,8 кг - 7 изменений по высоте 82,0 - 96,0 см - регулировку подлокотника 24,0 - 26,5 см - мягкой эргономической рукояткой - шумоизоляционная гайка - клип фиксатор - противоскользящая насадка - цвет синий 	125.50		1356	1473	1900
18	<p><u>Тревел</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - разборные локтевые костыли в мешке - нагрузка 120 кг - вес 0,8 кг - 8 изменений по высоте 81,0 - 95,0 см - шумоизоляционная гайка - клип фиксатор - рефlector - мешок - противоскользящая насадка - цвет синий 	108.50		766	838	1090



19	<p>Тревел цена за пару!</p> <ul style="list-style-type: none"> - разборные локтевые костыли в чемодане - нагрузка 120 кг - вес 0,8 кг - 8 изменений по высоте 81,0 - 95,0 см - клип фиксатор - шумоизоляционная гайка - рефлектор - чемодан - противоскользящая насадка - цвет синий 	108.51		3980	4322	5600
20	<p>Квадро</p> <ul style="list-style-type: none"> - четырехопорные локтевой костыль - нагрузка 100 кг - вес 1,2 кг - 10 изменений по высоте 66,5 - 89,0 см - регулировка подлокотника 24,0 - 26,5 см - шумоизоляционная гайка - клип фиксатор - рефлектор - противоскользящая насадка - 4 цвета 	111...		1157	1256	1600
21	<p>Квадро Фан-Кидс</p> <ul style="list-style-type: none"> - детский четырехопорные локтевой костыль - нагрузка 100 кг - вес 1,0 кг - 10 изменений по высоте 65,0- 88,0 см - регулировка подлокотника 17,5 - 22,5 см - шумоизоляционная гайка - клип фиксатор - рефлектор - противоскользящая насадка - цветной 	111...		1496	1624	2100
Трости опорные						
22	<p>Симплекс</p> <ul style="list-style-type: none"> - трость опорная с эргономичной рукояткой из алюминия - нагрузка 100 кг - 10 изменений по высоте 73,0 – 95,5 см - клип фиксатор - ручка под левую/правую руку - шумоизоляционная гайка - противоскользящая насадка - 4 цвета - устройство против скольжения 	133		361	393	510
23	<p>Анатом</p> <ul style="list-style-type: none"> - трость опорная с анатомической рукояткой из алюминия - нагрузка 100 кг - 10 изменений по высоте 73,0 – 95,5 см - клип фиксатор - ручка под левую/правую руку - шумоизоляционная гайка - противоскользящая насадка - 4 цвета - устройство против скольжения 	142/144		430	470	610

24	<p><u>Хэнди</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - трость опорная с анатомической рукояткой из алюминия - нагрузка 100 кг - 10 изменений по высоте 72,5 – 95,0 см - клип фиксатор - ручка под левую/правую руку - шумоизоляционная гайка - противоскользящая насадка - 4 цвета - устройство против скольжения 	136/138		463	505	660
25	<p><u>Фишершток</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - трость опорная с анатомической рукояткой из алюминия - нагрузка 100 кг - 10 изменений по высоте 71,5 – 94,0 см - клип фиксатор - ручка под левую/правую руку - шумоизоляционная гайка - противоскользящая насадка - 4 цвета - устройство против скольжения 	146/148		552	602	780
26	<p><u>Симплекс</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - складная трость с эргономичной рукояткой из алюминия - нагрузка 100 кг - 5 изменений по высоте 83,5 – 93,5 см - клип фиксатор - шумоизоляционная гайка - противоскользящая насадка - 4 цвета - устройство против скольжения 	133.10.30		613	669	870
27	<p><u>Хэнди</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - складная трость с эргономичной рукояткой из алюминия - нагрузка 100 кг - 5 изменений по высоте 83,5 – 93,5 см - клип фиксатор - ручка под левую/правую руку - шумоизоляционная гайка - противоскользящая насадка - 4 цвета - устройство против скольжения 	136.10.30/ 138.10.30		722	788	1020
28	<p><u>Фишершток</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - складная трость с эргономичной рукояткой из алюминия - нагрузка 100 кг - 5 изменений по высоте 83,5 – 93,5 см - клип фиксатор - ручка под левую/правую руку - шумоизоляционная гайка - противоскользящая насадка - 4 цвета - устройство против скольжения 	146.10.30/ 148.10.30		878	958	1250




29	<p><u>Финшершток</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - трость опорная с анатомической рукояткой из стеклопластика - нагрузка 100 кг - 5 изменений по высоте 83,5 – 93,5 см - клип фиксатор - ручка под левую/правую руку - шумоизоляционная гайка - противоскользящая насадка - 4 цвета - устройство против скольжения 	147.10/ 149.10		529	579	750
30	<p><u>Пара софт</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - трость опорная с полиуретановой рукояткой из стали с напылением - нагрузка 150 кг - без регулировки по высоте 117,5 см - клип фиксатор - ручка под левую/правую руку - шумоизоляционная гайка - противоскользящая насадка 	134.10		1056	1152	1490
31	<p><u>Пара софт</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - трость опорная с полиуретановой рукояткой из стали с напылением - нагрузка 100 кг - без регулировки по высоте 107,5 см - клип фиксатор - ручка под левую/правую руку - шумоизоляционная гайка - противоскользящая насадка 	135.16		1056	1152	1490
32	<p><u>Квадро</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - трость четырехопорная с анатомической рукояткой из алюминия - нагрузка 100 кг - 10 изменений по высоте 63,5 – 85,5 см - клип фиксатор - ручка под левую/правую руку - шумоизоляционная гайка - противоскользящая насадка - 3 цвета 	152/154		716	781	990
33	<p><u>Квадро</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - складная трость с эргономичной рукояткой из алюминия - нагрузка 100 кг - 10 изменений по высоте 63,5 – 85,5 см - клип фиксатор - ручка под левую и правую руку - шумоизоляционная гайка - противоскользящая насадка - 3 цвета 	153		716	781	990

Костыли подмышечные

34	<p>Квик ен Изн</p> <ul style="list-style-type: none"> - детский подмышечный костыль - нагрузка 130 кг - вес 1,0 кг - 10 изменений по высоте 83,0 - 103,0 см - регулировку рукоятки 48,0 - 70,5 см - клип фиксаторы - противоскользящая насадка 	127.10.10		582	632	820
35	<p>Квик ен Изн</p> <ul style="list-style-type: none"> - женский и подростковый подмышечный костыль - нагрузка 130 кг - вес 1,1 кг - имеющий 10 изменений по высоте 100,5 -120,5 см - регулировка рукоятки 58,0 - 80,5 см - клип фиксаторы - противоскользящая насадка 	127.20.10		582	632	820
36	<p>Квик ен Изн</p> <ul style="list-style-type: none"> - стандартный подмышечный костыль - нагрузка 130 кг - вес 1,2 кг - 10 изменений по высоте 118,0 - 138,0 см - регулировка рукоятки 68,0 - 90,5 см - клип фиксаторы - противоскользящая насадка 	127.30.10		582	632	820
37	<p>Квик ен Изн</p> <ul style="list-style-type: none"> - подмышечный костыль для высоких людей - нагрузка 130 кг - вес 1,2 кг - 10 изменений по высоте 118,0 - 138,0 см - регулировка рукоятки 68,0 - 90,5 см - клип фиксаторы - противоскользящая насадка 	127.40.10		818	888	1155
38	<p>Квик ен Изн Софт</p> <ul style="list-style-type: none"> - детский подмышечный костыль - нагрузка 130 кг - вес 0,8 кг - 10 изменений по высоте 83,0 - 103,0 см - регулировку рукоятки 48,0 - 70,5 см - мягкая полиуретановая подмышечная опора - клип фиксаторы - противоскользящая насадка 	126.10.10		892	968	1260
39	<p>Квик ен Изн Софт</p> <ul style="list-style-type: none"> - женский и подростковый подмышечный костыль - нагрузка 130 кг - вес 0,9 кг - 10 изменений по высоте 100,5 - 120,5 см - регулировку рукоятки 58,0 - 80,5 см - мягкая полиуретановая подмышечная опора - клип фиксаторы - противоскользящая насадка 	126.20.10		892	968	1260





40	<p>Квик ен Изи Софт</p> <ul style="list-style-type: none"> - стандартный подмышечный костыль - нагрузка 130 кг - вес 1,0 кг - имеющий 10 изменений по высоте 118,0 - 138,0 см - регулировка рукоятки 68,0 - 90,5 см - мягкая полиуретановая подмышечная опора - клип фиксаторы - противоскользящая насадка 	126.30.10		892	968	1260
41	<p>Квик ен Изи Софт</p> <ul style="list-style-type: none"> - подмышечный костыль для высоких людей - нагрузка 130 кг - вес 1,0 кг - имеющий 10 изменений по высоте 118,0 - 138,0 см - регулировка рукоятки 68,0 - 90,5 см - мягкая полиуретановая подмышечная опора - клип фиксаторы - противоскользящая насадка 	126.40.10		1172	1272	1660

Ходунки и ролаторы





42	<p>Гов-он</p> <ul style="list-style-type: none"> - ходунки складные четырехопорные простые/шагающие - нагрузка до 100 кг - длина 40,0 см - 10 регулировок по высоте 77,5 - 100,0 см - ширина 50,5 см - клип фиксаторы - шумоизоляционные гайки - мягкие анатомические рукоятки - противоскользящие насадки 	171.03/ 172.03		1717	1873	2440
43	<p>Гов-он</p> <ul style="list-style-type: none"> - ходунки складные четырехопорные на колёсах - нагрузка до 100 кг - длина 40,0 см - 10 регулировок по высоте 77,5 - 100,0 см - ширина 50,5 см - клип фиксаторы - шумоизоляционные гайки - мягкие анатомические рукоятки - противоскользящие насадки 	173.03		2460	2684	3490
44	<p>Вок-он (XS)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ходунки складные детские четырехопорные - нагрузка до 150 кг - вес 2,7 кг - длина 44,0 см - 5 регулировок по высоте 60,5 - 69,0 см - ширина 54,0 см - противоскользящие насадки - цветной 	174.10		2022	2206	2870

45	<p><u>Вок-он (S)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ходунки складные детские четырехопорные - нагрузка 150 кг - вес 3,0 кг - длина 50,0 см - 5 регулировок по высоте 69,0 - 77,0 см - ширина 54,0 см - противоскользящие насадки - цветной 	174.20		2022	2206	2870
46	<p><u>Вок-он (M)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ходунки складные подростковые четырехопорные - нагрузка 150 кг - вес 3,3 кг - длина 52,0 см - 10 регулировок по высоте 68,0 - 87,0 см - ширина 59,0 см - противоскользящая насадка - цвет черный 	174.30		2022	2206	2870
47	<p><u>Вок-он (L)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - стандартные ходунки складные четырехопорные - нагрузка 150 кг - вес 3,6 кг - длина 59,0 см - 10 регулировок по высоте 78,0 - 97,0 см - ширина 60,0 см - противоскользящие насадки - цвет черный 	174.40		2022	2206	2870
48	<p><u>Вок-он на колёсах (XS)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ходунки складные детские четырехопорные на 2 колёсах - нагрузка 120 кг - вес 3,0 кг - длина 44,0 см - 5 регулировок по высоте 60,5 - 69,0 см - ширина 54,0 см - противоскользящие насадки - цветной 	175.10		2773	3025	3930
49	<p><u>Вок-он на колёсах (S)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ходунки складные детские четырехопорные на 2 колёсах - нагрузка 120 кг - вес 2,7 кг - 5 регулировок по высоте 69,0 - 77,0 см - ширина 54,0 см - противоскользящие насадки - цветной 	175.20		2773	3025	3930
50	<p><u>Вок-он на колёсах (M)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ходунки складные подростковые четырехопорные на 2 колёсах - нагрузка 120 кг - вес 3,3 кг - длина 52,0 см - 10 регулировок по высоте 68,0 - 87,0 см - ширина 59,0 см - противоскользящие насадки - цвет черный 	175.30		2773	3025	3930





51	<p><u>Вок-он на колёсах (L)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ходунки складные подростковые четырехопорные на 2 колёсах - нагрузка 120 кг - вес 3,6 кг - длина 59,0 см - 10 регулировок по высоте 78,0 - 97,0 см - ширина 60,0 см - противоскользящие насадки - цвет черный 	175.40		2773	3025	3930
52	<p><u>Фикси</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ходунки складные детские на 4 колёсах - нагрузка 100 кг - вес 5,2 кг - длина 62,5 см - 5 регулировок по высоте 60,0 - 69,0 см - ширина 57,5 см - ручной тормоз с фиксацией - самоориентирующиеся передние колёса - цветной 	186.00.10	 <p>новые вилки и колеса! фото скоро</p>	4017	4382	5690
53	<p><u>Фокс</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ходунки складные подростковые на 4 колёсах - нагрузка 100 кг - вес 5,3 кг - длина 67,0 см - имеющие 5 регулировок по высоте 69,0 - 77,0 см - ширина 57,5 см - ручной тормоз с фиксацией - самоориентирующиеся передние колёса - цвет синий и цветной 	186.50.20	 <p>новые вилки и колеса! фото скоро</p>	4344	4739	6160
54	<p><u>Плутто мини</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ходунки складные детские на 4 колёсах - нагрузка 60 кг - вес 6,2 кг - длина 70,0 см - имеющие 5 регулировок по высоте 42,0 - 72,5 см - ширина 66,0 см - самоориентирующиеся передние колёса - тормоза на задних колёсах - цветной 	187.00.10		8117	8855	11500
55	<p><u>Плутто меднум</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ходунки складные детские на 4 колёсах - нагрузка 80 кг - вес 6,6 кг - длина 73,0 см - 5 регулировок по высоте 50,0 - 80,5 см - ширина 68,0 см - самоориентирующиеся передние колёса - тормоза на задних колёсах - цветной 	187.00.20		8472	9242	11900
56	<p><u>Сидение и передние стопора для моделей Плутто</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - легкосъемное сидение с регулировкой по высоте - стопора для передних колёс (2 штуки) 	287.10.42 287.10		8145	8886	11500





57	<p><u>Поло плюс-Т (S)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ходунки складные детские на 4 колёсах - нагрузка 120 кг - вес 7,0 кг (алюминиевая рама) - длина 60,0 см - имеющие 4 регулировки по высоте 62,5 - 69,0 см - ширина 65,0 см - ручной тормоз с фиксацией -самоориентирующиеся передние колёса - откидное сидение и сумка на молнии 	181.10		4850	5290	6880
58	<p><u>Polo Plus-T (M)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ходунки складные подростковые на 4 колёсах - нагрузка 120 кг - вес 7,2 кг (алюминиевая рама) - длина 65,0 см - имеющие 7 регулировок по высоте 69,0 - 82,0 см - ширина 65,0 см - ручной тормоз с фиксацией -самоориентирующиеся передние колёса - откидное сидение и сумка на молнии - цвет серый с черным 	181.20		4850	5290	6880
59	<p><u>Поло плюс-Т (L)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - стандартные ходунки складные на 4 колёсах - нагрузка 120 кг - вес 7,3 кг (алюминиевая рама) - длина 70,0 см - имеющие 10 регулировок по высоте 75,5 - 94,5 см - ширина 65,0 см - ручной тормоз с фиксацией -самоориентирующиеся передние колёса - откидное сидение и сумка 	181.30		4850	5290	6880
60	<p><u>Джамбо*</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ходунки для крупных людей складные на 4 колёсах - нагрузка 150 кг - вес 11,9 кг (стальная рама с напылением) - длина 71,0 см - 10 регулировок по высоте 75,0 - 94,0 см - ширина 68,0 см - ручной тормоз с фиксацией - откидное сидение - корзина * новый дизайн 2011 	188.00.00		11620	12676	16400

Кресла-стулья с санитарным оснащением из сверхпрочного пластика TRB 3000

61	<p><u>Кёльн</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - нагрузка до 130 кг - вес 11 кг - длина 62,0 см - ширина 57,0 см - высота 52,0 см - откидные поручни с фиксацией - мягкое полиуретановое сидение - противоскользящие насадки - туалетное судно - не боится воды, легко моется - 4 цвета - полностью разборный (оцинкованные болты) 	340...		5191	5649	7350
62	<p><u>Киль</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - нагрузка до 130 кг - вес 11 кг - длина 62,0 см - ширина 57,0 см - регулировка по высоте 51,0 - 56,0 см - откидные поручни с фиксацией - мягкое полиуретановое сидение - противоскользящие насадки Big Foot - туалетное судно - не боится воды, легко моется - 4 цвета - полностью разборный (оцинкованные болты) 	347...		7003	7621	9900
63	<p><u>Бонн</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - нагрузка до 130 кг - вес 14,5 кг - длина 87,0 см - ширина 57,0 см - высота 52,5 см - откидные поручни с фиксацией - мягкое полиуретановое сидение - легкосъемные подножки с регулировкой по высоте - задние колёса с фиксирующимися тормозами - туалетное судно - не боится воды, легко моется - 4 цвета - полностью разборный (оцинкованные болты) 	343...		7497	8158	10600
64	<p><u>Мюнхен</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - нагрузка до 100 кг - вес 20,5 кг - длина 103,0 см - ширина 67,0 см - высота 52,5 см - откидные поручни с фиксацией - 24 дюйм колеса с фиксирующимися тормозами - мягкое полиуретановое сидение - легкосъемные подножки с регулировкой по высоте - туалетное судно - не боится воды, легко моется - полностью разборный (оцинкованные болты) 	345...		16581	18044	23450

65	<p>Генф</p> <ul style="list-style-type: none"> - нагрузка до 100 кг - вес 21,6 кг - длина 103,0 см - ширина 67,0 см - высота 54,5 см - откидные поручни с фиксацией - 24 дюймовые колеса с фиксирующими тормозами - мягкое полиуретановое сидение с крышкой - легкоъемные подножки с регулировкой по высоте - не боится воды, легко моется - 4 цвета - полностью разборный (нержавеющие болты) 	346...		19419	21132	27470
66	<p>Нью-Йорк</p> <ul style="list-style-type: none"> - нагрузка до 150 кг - вес 15,1 кг - длина 89,0 см - ширина 63,0 см - высота 54,5 см - откидные поручни с фиксацией - задние колёса с фиксирующимися тормозами - мягкое полиуретановое сидение с крышкой - легкоъемные подножки с регулировкой по высоте - не боится воды, легко моется - полностью разборный (нержавеющие болты) 	369.54		16581	18044	23450
67	<p>Аугсбург</p> <ul style="list-style-type: none"> - стул детский - нагрузка до 100 кг - длина 100,0 см - вес 19 кг - ширина 53,0 см - высота 50 см - откидные поручни с фиксацией - мягкое полиуретановое сидение с крышкой - легкоъемные подножки с регулировкой по высоте - 5 и 24 дюймовые колеса - туалетное судно - не боится воды, легко моется - полностью разборный (нержавеющие болты) 	339.24.97		22842	24857	32300
68	<p>Аугсбург (ДЦП)</p> <ul style="list-style-type: none"> - стул для детей ДЦП с санитарным оснащением - нагрузка до 100 кг - вес 23,5 кг - длина 82,0 см - ширина 53,0 см - высота 54,5 см - откидные поручни с фиксацией - ремни безопасности - мягкий полиуретановый подголовник - мягкое полиуретановое сидение с крышкой - легкоъемные подножки с регулировкой по высоте - 5 дюймовые колеса (задние с тормозами) - туалетное судно - не боится воды, легко моется - полностью разборный (нержавеющие болты) 	339.05.97	 	32222	35065	45500

69	<p><u>Augsburg</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - стул детский - нагрузка до 100 кг - вес 16,9 кг - длина 82,0 см - ширина 53,0 см - высота 50 см - откидные поручни с фиксацией - мягкое полиуретановое сидение с крышкой - легкоъемные подножки с регулировкой по высоте - 5 дюймовые колеса (задние с тормозами) - туалетное судно - не боится воды, легко моется - полностью разборный (нержавеющие болты) 	339.05.97		13676	14883	19340
70	<p><u>Нью Йорк</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - нагрузка до 200 кг - вес 19,0 кг - длина 90,0 см - ширина 68,0 см - высота 57,0 см - откидные поручни с фиксацией - задние колёса с фиксирующимися тормозами - мягкое полиуретановое сидение с крышкой и спинкой - легкоъемные подножки с регулировкой по высоте - туалетное судно - не боится воды, легко моется - полностью разборный (нержавеющие болты) 	369.54		31448	34223	44490
71	<p><u>Нью Йорк</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - нагрузка до 200 кг - вес 20,0 кг - длина 90,0 см - ширина 74,0 см - высота 57,0 см - откидные поручни с фиксацией - задние колёса с фиксирующимися тормозами - мягкое полиуретановое сидение с крышкой и спинкой - легкоъемные подножки с регулировкой по высоте - туалетное судно - не боится воды, легко моется - полностью разборный (нержавеющие болты) 	369.54		34313	37340	48540
72	<p><u>Нью Йорк</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - нагрузка до 175 кг - вес 19,0 кг - длина 90,0 см - ширина 68,0 см - высота 57,0 см - откидные поручни с фиксацией - задние колёса с фиксирующимися тормозами - мягкое полиуретановое сидение с крышкой и спинкой - легкоъемные подножки с регулировкой по высоте - туалетное судно - не боится воды, легко моется - полностью разборный (нержавеющие болты) 	369.54		25720	27990	36380

73	<p><u>Нью Йорк</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - нагрузка до 175 кг - вес 20,0 кг - длина 90,0 см - ширина 74,0 см - высота 57,0 см - откидные поручни с фиксацией - задние колёса с фиксирующимися тормозами - мягкое полиуретановое сидение с крышкой и спинкой - легкоъемные подножки с регулировкой по высоте - туалетное судно - не боится воды, легко моется - полностью разборный (нержавеющие болты) 	369.54		28584	31106	40430
74	<p><u>Дубай *</u></p> <p>ОПЦИИ: биде, клизма, массаж (по 5 уровней), пульсирование, подмывание, таймер, сушка, температура сидения и воды (36°,38°,42°С)</p> <ul style="list-style-type: none"> - нагрузка до 150 кг - вес 25,0 кг - длина 90,0 см - ширина сидения 52,0 см - высота сидения 56,0 см - напряжение 220-240/50 (В/Гц) - степень защиты IPX4 - температура эксплуатации от +5 - +45 С - объем бачка 5 литров - откидные поручни с фиксацией - задние колёса с фиксирующимися тормозами - мягкое полиуретановое сидение с крышкой и спинкой - легкоъемные подножки с регулировкой по высоте - туалетное судно - не боится воды, легко моется - полностью разборный (нержавеющие болты) <p>* новая модель 2012</p>	334.54		84315	119280	119280
Душевые табуретки						
75	<p><u>Рим</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - нагрузка до 100 кг - алюминиевый сплав - вес 1,3 кг - расстояние между ножками 37,5 см - высота 50,0 см - противоскользящие насадки - не боится воды, легко моется - имеет малые габариты 	368.00.10		820	897	1150
76	<p><u>Турин</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - нагрузка до 100 кг - алюминиевый сплав - вес 1,6 кг - расстояние между ножками 37,0 см - регулировка высоты 46,0- 63,5 см - противоскользящие насадки - не боится воды, легко моется - имеет малые габариты 	368.00.20		1136	1226	1590

77	<p><u>Монако</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - нагрузка до 130 кг - алюминиевый сплав - вес 2,8 кг - регулировка высоты 41,0-56,0 см - ширина 45,0 см - длина 45 см - имеет гигиенический вырез - противоскользящие насадки - полностью разборная 	363.00.10		2119	2306	2990
78	<p><u>Канны</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - нагрузка до 130 кг - алюминиевый сплав - вес 3,6 кг - регулировка высоты 41,0-56,0 см - ширина 45,0 см - длина 53,0 см - имеет гигиенический вырез - легкоъемные подлокотники - противоскользящие насадки - не боится воды, легко моется - полностью разборная 	363.00.20		2858	3111	4050
79	<p><u>Ницца</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - нагрузка до 130 кг - алюминиевый сплав - вес 4,8 кг - регулировка высоты 41,0-56,0 см - ширина 51,0 см - длина 53,0 см - имеет гигиенический вырез - легкоъемные подлокотники и спинка - противоскользящие насадки - полностью разборная - не боится воды, легко моется 	363.00.30		3953	4301	5590
80	<p><u>Дижон</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - нагрузка до 130 кг - алюминиевый сплав - вес 3,0 кг - регулировка высоты 41,0-56,0 см - ширина 45,0 см - длина 51,0 см - имеет гигиенический вырез - противоскользящие насадки - полностью разборная - не боится воды, легко моется 	362.00.10		2119	2306	2990
81	<p><u>Брест</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - нагрузка до 130 кг - алюминиевый сплав - вес 3,8 кг - регулировка высоты 41,0-56,0 см - ширина 45,0 см, длина 59,0 см - имеет гигиенический вырез - легкоъемные подлокотники - противоскользящие насадки - полностью разборная 	362.00.20		2858	3111	4050

82	<p>Лион</p> <ul style="list-style-type: none"> - нагрузка до 130 кг - алюминиевый сплав - вес 5,0 кг - регулировка высоты 41,0-56,0 см - ширина 51,0 см, длина 59,0 см - имеет гигиенический вырез - легкоъемные подлокотники и спинка - противоскользящие насадки - полностью разборная 	363.00.30		3953	4301	5590
----	---	-----------	---	------	------	------

Подъемники электрические

83	<p>Arnold*</p> <ul style="list-style-type: none"> - нагрузка до 250,0 кг - вес 51,0 кг - регулируемая ширина 65,0 – 101,0 см - длина 118,0 см - высота подъема от 60,0 - 175,0 см - напряжение 220-240/50 (В/Гц) - максимальная влажность 85% - температура эксплуатации 5 – 45 градусов С - степень защиты IPX4 - сухая аккумуляторная батарея с подзарядкой (сделано во Франции) - колеса на подшипниках (задние с тормозами) * новая модель 2011 	320.00		83403	91222	118500
84	<p>Арнольд*</p> <ul style="list-style-type: none"> - нагрузка до 150,0 кг - вес 44,5 кг - ширина 65,0 см - длина 110,0 см - высота подъема от 54,0 - 173,0 см - напряжение 220-240/50 (В/Гц) - максимальная влажность 85% - температура эксплуатации 5 – 45 градусов С - степень защиты IPX4 - сухая аккумуляторная батарея с подзарядкой (сделано во Франции) - колеса на подшипниках (задние с тормозами) * новая модель 2011 	320.00		49680	54338	70700
85	<p>Арнольд*</p> <ul style="list-style-type: none"> - нагрузка до 125,0 кг (150) - вес 38,0 кг - ширина 56,0 см - длина 90,0 см - высота подъема от 62,0 - 160,0 см - напряжение 220-240/50 (В/Гц) - максимальная влажность 85% - температура эксплуатации 5 – 45 градусов С - степень защиты IPX4 - сухая аккумуляторная батарея с подзарядкой (сделано во Франции) - колеса на подшипниках (задние с тормозами) * новая модель 2011 	320.00		43818	47926	62300

86	<p>James*</p> <ul style="list-style-type: none"> - нагрузка до 250,0 кг - вес 57,0 кг - регулируемая ширина 60,0 – 90,0 см - длина 90,0 см - высота подъема от 82,0 - 151,0 см - напряжение 220-240/50 (В/Гц) - максимальная влажность 85% - температура эксплуатации 5 – 45 градусов С - степень защиты IPX4 - сухая аккумуляторная батарея с подзарядкой (сделано во Франции) - полиуретановые опоры для коленей - колеса на подшипниках (задние с тормозами) <p>* новая модель 2011</p>	320.02		89364	97742	127000
87	<p>James*</p> <ul style="list-style-type: none"> - нагрузка до 150,0 кг - вес 54,1 кг - ширина 60,0 – 90,0 см - длина 90,0 см - высота подъема от 82,0 - 151,0 см - напряжение 220-240/50 (В/Гц) - максимальная влажность 85% - температура эксплуатации 5 – 45 градусов С - степень защиты IPX4 - сухая аккумуляторная батарея с подзарядкой (сделано во Франции) - полиуретановые опоры для коленей - колеса на подшипниках (задние с тормозами) <p>* новая модель 2011</p>	320.02		55443	60641	78800
Аксессуары и запчасти						
88	<p>Ремень к подъемнику Arnold размер S, M, L, XL СКИДКА 35%</p>	320.21		3673	-	4600
89	<p>Ремень к подъемнику Arnold размер M, L, XL СКИДКА 35%</p>	320.23		6889	-	8600
90	<p>Ремень к подъемнику Arnold СКИДКА 35%</p>	320.24		2852	-	3600
91	<p>Ремень к подъемнику Arnold СКИДКА 35%</p>	320.27		4339	-	5600
92	<p>Ремень к подъемнику Arnold размер M, L СКИДКА 35%</p>	320.29		7044	-	8800
93	<p>Ремень к подъемнику Arnold СКИДКА 35%</p>	320.32		12009	-	15000
94	<p>Ремень к подъемнику James СКИДКА 35%</p>	320.26		7044	-	8800
95	<p>Ремень к подъемнику James с фиксацией СКИДКА 35%</p>	320.26		9163	-	11600

96	Крепеж для тростей и костылей FLIP	164.20.00		77	85	110
97	Крепеж для тростей и костылей FLIP	164.10.00		77	85	110
98	стандартная насадка для тростей и костылей 17мм резиновая	200...10		60	66	90
99	стандартная насадка для тростей и костылей 19мм резиновая	200...00		60	66	90
100	насадка Travel для складных костылей 22мм резиновая	200.50.20		60	66	90
101	Насадка БИГ ФУТ для тростей и костылей 16-17,5мм	168.10.16		339	-	440
102	Насадка БИГ ФУТ для тростей и костылей 18,5-20,5мм	168.10.17		339	-	440
103	Насадка БИГ ФУТ для тростей и костылей 22,0-24,0мм	168.10.22		339	-	440
104	Устройство против скольжения (УПС)	166.00		83	91	120
105	Судно с крышкой для кресел-стульев с санитарным оснащением пластиковое	301.00		215	236	300
106	Сидения для ходунков серии 174.../175...(30/40) НОВИНКА!	280.10.25		360	-	480
107	Карре - стойки рекламные для костылей и тростей 12 позиций из алюминия	398.50		2070	2264	2950
108	Лайнел - стойки рекламные для костылей и тростей 10 позиций (сталь)	394.50		1565	1712	2200
109	Лилипут - стойки рекламные для костылей и тростей 12 позиций (комбинация стали и дерева)	392.50		7825	8558	11150

* крупный опт – закуп или ежемесячный оборот не менее **250 000** рублей;
средний опт – закуп или ежемесячный оборот не менее **150 000** рублей;
розничная наценка составляет **30%** к цене среднего опта;

На всю продукцию получены регистрационные удостоверения Росздравнадзора, сертификаты соответствия, заключение токсикологических испытаний.

Гарантия производителя составляет 24 месяца со дня продажи.

Товар в наличии на складе.

Для тендеров и на большие объемы - специальные цены.

Поставщик оставляет за собой право на изменение цен, в случае изменения официального курса рубля РФ к евро, более чем на 5 %.

Надемся на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество.

С уважением,
Генеральный директор
ООО «Медтехника РЕБОТЕК»
В.В. Катая